



РЕЛАЙТ® бонд

СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ
АДГЕЗИВ 5-ГО ПОКОЛЕНИЯ

ФЛАКОН (5 мл)


*Надёжное
сцепление*

☎ 8 800 350 09 73
🌐 www.tehnodent.org
✉ info@tehdent.org
📍 [tehdentofficial](#)
📱 [clubtehdent](#)

- Эластичность и плотное краевое прилегание
- Высокая сила адгезии к тканям зуба (27 МПа)
- Совместимость со всеми светоотверждаемыми композитами
- Лёгкая адаптация первого слоя композита к обработанной адгезивом поверхности зуба

АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ

ПЕРВЫЙ ЭТАП — ПОДГОТОВКА И МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА



ВТОРОЙ ЭТАП — НАНЕСЕНИЕ АДГЕЗИВА/ СОЗДАНИЕ ГИБРИДНОГО СЛОЯ



ТРЕТИЙ ЭТАП — СТАБИЛИЗАЦИЯ ГИБРИДНОГО СЛОЯ (60–90 СЕКУНД)

